



**桌面型  
设计**

满足日常使用  
更节省实验室空间

**ZX-50X 新款  
雪花制冰机**

**用途/USE**

ZX系列制冰机采用旋转挤压制冰方式，省去了除冰过程，省时节能；采用独特的行腔式蒸发器，制冰速度快，产冰效率高。不定型的小颗粒冰，能渗入狭窄的缝隙，温度均匀，快速冷却，尤其适合实验操作保存样本之用。

**特点/CHARACTERISTICS**

- ▶ 彩色电子触屏，全自动控制进水→制冰→落冰
- ▶ 全自动连续制冰，使用方便
- ▶ ABS内胆，简洁大方,干净卫生
- ▶ 没有除冰过程，无水损耗，制冰过程无残水
- ▶ 电压过载保护装置，缺水和冰满自动停机功能
- ▶ 配置净水滤芯，过滤自来水，让水质更干净
- ▶ 可以预约开机，提前制备好雪花冰等您



**彩色电子触屏**

全自动控制进水→制冰→落冰



**ABS内胆**

简洁大方，干净卫生



**全自动连续制冰**

使用方便

**参数/PRODUCT PARAMETERS**

型号	24小时日产冰量		储冰量	功耗	外形尺寸		
	冬季 (15°C)	夏季 (30°C)			L	W	H
ZX-50X	70KG	48KG	21KG	590W	630mm	460mm	500mm