

# ZX-80X **新款** 雪花制冰机

## 用途/USE

ZX系列制冰机采用旋转挤压制冰方式，省去了除冰过程，省时节能；采用独特的行腔式蒸发器，制冰速度快，产冰效率高。不定型的小颗粒冰，能渗入狭窄的缝隙，温度均匀，快速冷却，尤其适合实验操作保存样本之用。



## 特点/CHARACTERISTICS

- ▶ 全自动连续制冰，使用方便；进水→制冰→落冰
- ▶ ABS内胆，简洁大方
- ▶ 电压过载保护装置：缺水和冰满自动停机功能
- ▶ 配置净水滤芯，过滤自来水，让水质更干净
- ▶ 安卓操作系统，液晶触屏
- ▶ 可以预约开机，提前准备好雪花冰等您
- ▶ 取冰为小推车设计，可移动取冰，方便您取冰和使用
- ▶ 储冰盒可以放在试验台上直接存放标本
- ▶ 扬程可达6米上排水，没有地漏也可以直接排水
- ▶ 一键清洗：每次制冰机结束，自动对系统清洗及排水，保证出冰卫生；
- ▶ 可多个储冰盒配合使用，以增加用冰体验。



安卓操作系统  
液晶触屏



取冰为小推车设计  
方便您的取冰和使用



可多个储冰盘配合使用  
可放在试验台上直接存放标本

## 参数/PRODUCT PARAMETERS

型号	24小时日产冰量		储冰量	功耗	外形尺寸		
	冬季 (15°C)	夏季 (30°C)			L	W	H
ZX-80X	118KG	70KG	26KG	680W	475mm	540mm	1050mm