

# ZX-135X **新款** 雪花制冰机



## 用途/USE

ZX系列制冰机采用旋转挤压制冰方式，省去了除冰过程，省时节能；采用独特的行腔式蒸发器，制冰速度快，产冰效率高。不定型的小颗粒冰，能渗入狭窄的缝隙，温度均匀，快速冷却，尤其适合实验操作保存样本之用。

## 特点/CHARACTERISTICS

- 彩色电子触屏，全自动控制进水→制冰→落冰
- 全自动连续制冰，使用方便
- ABS内胆，简洁大方，干净卫生
- 电压过载保护装置，缺水和冰满自动停机功能
- 配置净水滤芯，过滤自来水，让水质更干净
- 可以预约开机，提前准备好雪花冰等您
- 扬程可达6米上排水，没有地漏也可以直接排水
- 每次制冰机结束，自动对系统清洗及排水，保证出冰卫生
- 取冰为小推车设计，方便您取冰和使用
- 储冰盘可以放在试验台上直接存放标本
- 可多个储冰盘配合使用，以增加用冰体验



**彩色电子触屏**  
全自动控制进水→制冰→落冰



**取冰为小推车设计**  
方便您的取冰和使用



**配置净水滤芯**  
过滤自来水，让水质更干净

## 参数/PRODUCT PARAMETERS

型号	24小时日产冰量		储冰量	功耗	外形尺寸		
	冬季 (15°C)	夏季 (30°C)			L	W	H
ZX-135X	152KG	125KG	49KG	820W	570mm	650mm	1120mm